

Clinitek Advantus®

Especificaciones Técnicas

Generales

Tipo de Sistema	Equipo semiautomatizado. Lector de tiras Multistix.
Velocidad Promedio	500 muestras por hora.
Métodos medidos	Leucocitos, glucosa, pH, eritrocitos, gravedad específica, urobilinógeno, bilirrubina, nitritos, proteínas, cuerpos cetónicos.
Muestras	Orina.
Tiempo de lectura	7 seg.
Pantalla	Sensible al tacto , pantalla integrada al equipo.
Lector de código de barras	Si (opcional).
Software	En español.
Control de Calidad	Check Stick control positivo y control negativo.
Memoria	500 pacientes y 200 controles.
Metodología	Fotometría de Reflexión.
Impresora	Impresora integrada al equipo.
Requerimientos eléctricos	110 / 120 Volts. 50/ 60 Hz.
Dimensiones	373 mm de ancho, 282 mm de alto y 324 mm de profundidad. Peso 7.4 kg.
Introducción de datos	ID paciente , ID operador.
Regulador de voltaje	Cuenta con un regulador de voltaje de 30 min.
Interfase	Se puede interfasar.
Calibración	Calibración Automática al leer las tiras reactivas.
Longitudes de onda	Azul (400 a 510 nm), verde (510 a 586 nm), rojo (586 a 660 nm) e infrarojo (825 a 855 nm).
Depósito de muestras	Se colocan tiras reactivas directamente en el equipo.
Características	Reporte de aspecto y color. Identifica eritrocitos intactos y hemolizados. En el reporte se puede incluir el sedimento urinario. Depósito para desechos de tiras reactivas.
Refacciones	Cuenta con refacciones compatibles con la marca Siemens y modelo del equipo.
Accesorios	Accesorios de la marca Siemens y exclusivos para Clinitek Advantus.
Consumibles	Cuenta con consumibles el Clinitek Advantus de la marca Siemens.
Operación del equipo	Personal especializado de laboratorio.
Mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado por parte de Siemens.

Clinitek Advantus®

SIEMENS

Clinitek Advantus® y las marcas relacionadas son marcas comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Las otras marcas registradas y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. La disponibilidad del producto podría variar de un país a otro y está sujeta a los requisitos normativos. Para ver la disponibilidad de equipo por favor póngase en contacto con su representante local.

La disponibilidad del producto varía entre países y está sujeta a los diferentes requisitos regulatorios. Para preguntar sobre disponibilidad, llame a su representante local.

Siemens Healthcare Headquarters

Siemens Healthcare GmbH
Henkestrasse 127
91052 Erlangen, Alemania
T.: +49 9131 84 -0
www.siemens.com/healthcare

Global Division

Siemens Healthcare Diagnostics
Inc. 511 Benedict Avenue
Tarrytown
NY, EE.UU.
T.: 10591 -5005
www.siemens.com/diagnostics

**Siemens Healthcare Diagnostics
S de R.L. de C.V.**

Ejercito Nacional No. 350. Piso 3
Col. Polanco V Sección
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11560. México, D.F.
T.: +52 55 5328 2000
healthcare.siemens.com.mx

© 2008 Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.
Impreso en México
Clinitek Advantus® y todas las marcas asociadas son marcas comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus poseedores respectivos.

Aviso No. 143300202C5814